

# Integra®

Omni-Tract® Műtőasztalra Rögzíthető  
Wishbone® Feltáró Rendszer

Limit uncertainty with flexibility  
for your surgical approach.



INTEGRA®  
LIMIT UNCERTAINTY


### A Sebészeti Feltárás Hatékonyságának Fokozása Flexibilitással!

#### Az Omni-Tract® / A Wishbone® műtőasztalhoz rögzített feltáró rendszerek gyártója

Az Omni-Tract® több, mint 30 évnyi tapasztalattal rendelkezik a műtőasztalhoz rögzített feltáró rendszerek tervezésében.

A feltáró rendszer vázának a műtőasztalhoz történő rögzítése lehetőséget ad Önnek arra, hogy a lapocokat bármilyen szögben, ideális nyomással használja egyoldali, kétoldali vagy akár többszörös feltárás esetén is.

A műtőasztalhoz rögzített feltárók kiküszöbölik a kézi, vagy az önfeltárók használatakor tapasztalt instabilitást. A Wishbone® feltáró rendszer számos műtéti beavatkozás során alkalmazható, a beteg testalkatától függetlenül.




A zsanéros extenziós kart használva a feltárás bármely irányból elvégezhető.

## Műtőasztalhoz Rögzített Wishbone® Feltáró Rendszerek

Általános sebészet.....	4-5
Érsebészet.....	6-7
Urológiai Sebészet.....	8-9
Gyermeksebészet.....	10-11
Túlsúlyos/ Transzplantációs Sebészet.....	12-13
Sterilizáló dobozok.....	14
Egyéb rendszerek.....	15

### Hatékony feltárás bármilyen általános sebészeti beavatkozásnál



#### Flexibilis Wishbone® feltáró rendszerek

- A műtéti terület maximalizálása érdekében a különböző Flexibilis Wishbone® Keretek eltávolíthatóak és variálhatóak.
- A flexibilis keretek karjainak kialakítása lehetővé teszi, hogy a beteg testalkatától függetlenül stabil legyen a feltárás.
- A zsanéros extenziós kart használva a feltárás szükség szerint, bármely irányból elvégezhető.



#### Egyrészecs Wishbone® feltáró rendszerek


- Az Egyrészecs Wishbone® Keret ideális a mély feltárást igénylő beavatkozásokhoz, függetlenül a beteg anatómiai felépítésétől.
- A multi pozíciós lapocok bármely síkban használva stabil feltárást biztosítanak.
- A rendszer alacsony profilú kialakítása követi az műtéti terület kontúrját.
- A zsanéros extenziós karokat használva 360°-os feltárás érhető el.
- A Wishbone® Keretekhez használt SnapClamp® rögzítővel a lapocok precízen és gyorsan beállíthatóak és cserélhetőek.

A Wishbone® Rendszer a következő általános sebészeti beavatkozásokhoz használható:

Gasztrikus Rezekció, Explorációs Laparotomia, Nyitott Cholecystectomy, Splenektomia és Gasztrikus Bypass beavatkozások.


### Flexibilis Wishbone® Általános Sebészeti Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	10244	1	Steril Tartóoszlop
B	11050	1	Tartókar
C	10269	2	Standard Wishbone® Keret
D	10270	2	Kis Wishbone® Keret
E	4040	8	SnapClamp™ Rögzítő
F	11121	1	Zsanéros Extenziós Kar, 48 cm (19")
G	3335	2	Mayo Lengő Lapoc, 7 x 5 cm (2 3/4" x 2")
H	3772	1	Fence Lengő Lapoc, 10.2 x 15.2 cm (4" x 6")
I	3774	1	Splanchnicus Lengő Lapoc, 5 x 15.2 cm (2" x 6")
J	3784	1	Deaver Lengő Lapoc, 7 x 11.4 cm (2 3/4" x 4 1/2")
K	3788	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 5 x 16.5 cm (2" x 6 1/2")
L	3790	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 7.6 x 16.5 cm (3" x 6 1/2")
M	3794	1	Harrington Sweethart Lapoc, 5 x 12.7 cm (2" x 5")
N	3862	1	Kelly Átalakított Lengő Lapoc, 7.6 x 6.4 cm (3" x 2 1/2")
O	3864	1	Kelly Átalakított Lengő Lapoc, 7.6 X 10.2 cm (3" x 4")




### Egyrészes Wishbone® Általános Sebészeti Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	4080	1	OmniClamp™ Steril Tartóoszlop
B	4020	1	Standard Wishbone® Keret
C	4040	8	SnapClamp™ Rögzítő
D	3588	1	Zsanéros Extenziós Kar, 63 cm (25")
E	3335	2	Mayo Lengő Lapoc, 7 x 5 cm (2 3/4" x 2")
F	3772	1	Fence Lengő Lapoc, 10.2 x 15.2 cm (4" x 6")
G	3774	1	Splanchnicus Lengő Lapoc, 5 x 15.2 cm (2" x 6")
H	3784	1	Deaver Lengő Lapoc, 7 x 11.4 cm (2 3/4" x 4 1/2")
I	3788	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 5 x 16.5 cm (2" x 6 1/2")
J	3790	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 7.6 x 16.5 cm (3" x 6 1/2")
K	3794	1	Harrington Sweethart Lapoc, 5 x 12.7 cm (2" x 5")
L	3862	1	Kelly Átalakított Lengő Lapoc, 7.6 x 6.4 cm (3" x 2 1/2")
M	3864	1	Kelly Átalakított Lengő Lapoc, 7.6 X 10.2 cm (3" x 4")




Érsebészeti beavatkozásokhoz optimalizált, műtőasztalhoz rögzített feltáró rendszer a többsíkú, multipozíciós feltáráshoz



### Flexibilis Wishbone® feltáró rendszerek

- A műtéti terület maximalizálása érdekében a különböző Flexibilis Wishbone® Keretek eltávolíthatóak és variálhatóak.
- A flexibilis keretek karjainak kialakítása lehetővé teszi, hogy a beteg testalkatától függetlenül stabil legyen a feltárás.
- A zsanéros extenziós kart használva a feltárás szükség szerint, bármely irányból elvégezhető.




A Wishbone® Rendszer a következő érsebészeti beavatkozásokhoz használható:

Hasi aorta aneurizma és Iliofemorális bypass és kis feltárást igénylő beavatkozások, mint a Carotis Endarterectomia, Femoralis, Poplitea műtétek és TOS.


## Flexibilis Wishbone® Érsebészeti Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	10244	1	Steril Tartóoszlop
B	11050	1	Tartókar
C	10269	2	Standard Wishbone® Keret
D	10270	2	Kis Wishbone® Keret
E	4040	8	SnapClamp™ Rögzítő
F	11121	1	Zsanéros Extenziós Kar, 48 cm (19")
G	3335	2	Mayo Lengő Lapoc, 7 x 5 cm (2 3/4" x 2")
H	3397R	1	Mayo Lengő Lapoc, 8.9 x 5 cm (3 1/2" x 2")
I	3772	1	Fence Lengő Lapoc, 10.2 x 15.2 cm (4" x 6")
J	3888	1	Splanchnicus Lengő Lapoc, 5 x 11.4 cm (2" x 4 1/2")
K	3774	1	Splanchnicus Lengő Lapoc, 5 x 15.2 cm (2" x 6")
L	4928	1	Renális Lengő Lapoc, 2.5 x 15.2 cm (1" x 6")
M	3784	1	Deaver Lengő Lapoc, 7 x 11.4 cm (2 3/4" x 4 1/2")
N	3788	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 5 x 16.5 cm (2" x 6 1/2")
O	3790	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 7.6 x 16.5 cm (3" x 6 1/2")
P	3794	1	Harrington Sweethart Lapoc, 5 x 12.7 cm (2" x 5")




## Flexibilis Wishbone® Stoney Perifériás Érsebészeti Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	10244	1	Steril Tartóoszlop
B	11050	1	Tartókar
C	10270	2	Kis Wishbone® Keret
D	4040	8	SnapClamp™ Rögzítő
E	4958	1	Ujjas Lapoc, 2.2 x 1.3 cm (7/8" x 1/2")
F	4957	1	Ujjas Lapoc, 2.2 x 2.5 cm (7/8" x 1")
G	4956	1	Richardson Stoney Lapoc, Finomállítható, 1.9 x 5 cm (3/4" x 2")
H	4959	1	Richardson Lengő Lapoc, 1.9 x 2.5 cm (3/4" x 1")
I	4960	1	Richardson Lengő Lapoc, 2.5 x 2.5 cm (1" x 1")
J	4961	1	Richardson Lengő Lapoc, 2.5 x 5 cm (1" x 2")



### Hatékony feltárás bármilyen urológiai eljárások során



#### Flexibilis Wishbone® feltáró rendszerek

- A műtéti terület maximalizálása érdekében a különböző Flexibilis Wishbone® Keretek eltávolíthatóak és variálhatóak.
- A flexibilis keretek karjainak kialakítása lehetővé teszi, hogy a beteg testalkatától függetlenül stabil legyen a feltárás.
- A zsanéros extenziós kart használva a feltárás szükség szerint, bármely irányból elvégezhető.




A Wishbone® Rendszer a következő urológiai beavatkozásokhoz használható:

Minden, feltárást igénylő vese, prosztatata és húgyhólyag műtét esetén, valamint nőgyógyászati beavatkozásokhoz.




## Flexibilis Wishbone® Urológias Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	10244	1	Steril Tartóoszlop
B	11050	1	Tartókar
C	10269	2	Standard Wishbone® Keret
D	10270	2	Kis Wishbone® Keret
E	4040	8	SnapClamp™ Rögzítő
F	11121	1	Zsanéros Extenziós Kar, 48 cm (19")
G	3883R	1	Mayo Lengő Lapoc, 5 x 5 cm (2" x 2")
H	3335	2	Mayo Lengő Lapoc, 7 x 5 cm (2 3/4" x 2")
I	3772	1	Fence Lengő Lapoc, 10.2 x 15.2 cm (4" x 6")
J	3784	1	Deaver Lengő Lapoc, 7 x 11.4 cm (2 3/4" x 4 1/2")
K	3854R	1	Deaver Lengő Lapoc, 3.8 x 15.2 cm (1 1/2" x 6")
L	3788	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 5 x 16.5 cm (2" x 6 1/2")
M	3790	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 7.6 x 16.5 cm (3" x 6 1/2")
N	3792	1	Marshall Formálható Húgyhólyag Lengő Lapoc, 7.6 x 15.2 cm (3" x 6")
O	3794	1	Harrington Sweethart Lapoc, 5 x 12.7 cm (2" x 5")
P	3796	1	Harrington Sweethart Lapoc, 6.4 x 17.8 cm (2 1/2" x 7")
Q	3798	1	Splanchnicus Lengő Lapoc, 3.8 x 10.2 cm (1 1/2" x 4")




## Flexibilis Wishbone® Medence Sebészeti Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	10244	1	Steril Tartóoszlop
B	11050	1	Tartókar
C	10270	2	Kis Wishbone® Keret
D	4040	8	SnapClamp™ Rögzítő
E	11070	1	Extenziós kar, 51 cm (20")
F	4977	1	Anterior Lengő Lapoc, 3.8 x 7.6 cm (1-1/2" x 3")
G	4964	4	Formálható Lengő Lapoc, 1.9 x 5 cm (3/4" x 2")
H	4965	4	Formálható Lengő Lapoc, 1.9 x 7.6 cm (3/4" x 3")
I	4966	4	Formálható Lengő Lapoc, 1.9 x 10.2 cm (3/4" x 4")
J	4975	1	Posterior Lengő Lapoc, 4.5 x 7.6 cm (1-3/4" x 3")
K	4976	1	Posterior Lengő Lapoc, 4.5 x 10.2 cm (1-3/4" x 4")



### Műtőasztalhoz rögzített Wishbone® feltáró rendszerek gyermeksebészeti beavatkozásokhoz




#### Flexibilis Wishbone® gyermeksebészeti feltáró rendszer

**Flexibilis Wishbone® feltáró rendszer gyermeksebészeti beavatkozásokhoz, bármilyen testmérethez.**

- A kisméretű, függetlenül állítható és eltávolítható keretek ideálisak az optimális műtéti terület kialakításához.
- Többsíkú, multi pozíciós feltárás.
- A rendszer csecsemőkortól serdülőkorig bármely korosztályban használható.

## Flexibilis Wishbone® Gyermeksebészeti Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	10244	1	Steril Tartóoszlop
B	11050	1	Tartókar
C	10270	2	Kis Wishbone® Keret
D	4040	5	SnapClamp™ Rögzítő
E	4958	1	Ujjas Lengő Lapoc, 2.2 x 1.3 cm (7/8" x 1/2")
F	4957	1	Ujjas Lengő Lapoc, 2.2 x 2.5 cm (7/8" x 1")
G	4978	1	Mayo Lengő Lapoc, 2.5 x 2.5 cm (1" x 1")
H	4979	2	Mayo Lengő Lapoc, 5 x 3.8 cm (2" x 1-1/2")
I	4980	2	Mayo Lengő Lapoc, 5 x 5 cm (2" x 2")
J	4981	2	Mayo Lengő Lapoc, 7 x 5 cm (2-3/4" x 2" x 6")
K	4967	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 2.5 x 2.5 cm (1" x 1")
L	4963	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 1.3 x 2.5 cm (1/2" x 1")
M	4964	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 1.9 x 5 cm (3/4" x 2")
N	4965	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 1.9 x 7.6 cm (3/4" x 3")
O	4968	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 2.5 x 10.2cm (1" x 4")
P	4969	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 2.5 x 12.7 cm (1" x 5")
Q	4970	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 2.5 x 15.2 cm (1" x 6")
R	4971	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 3.8 x 7.6 cm (1-1/2" x 3")
S	4972	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 3.8 x 10.2 cm (1-1/2" x 4")
T	4973	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 3.8 x 12.7 cm (1-1/2" x 5")
U	4974	1	Formálható Réses Lengő Lapoc, 3.8 x 15.2 cm (1-1/2" x 6")
V	4962	2	Splanchnicus Lengő Lapoc, 3.8 x 8.9cm (1-1/2" x 3-1/2")



### **Integra™ Omni-Tract® felső mellkasi feltáró rendszer túlsúlyos beteg és transzplantációs beavatkozásokhoz**


- Kettős tartó oszlop a még nagyobb stabilitás érdekében.
- A hajlított oldalkarok nem zavarják meg a látóterületet.
- Lapocok széles választéka, köztük szegycsont lapocokkal.
- A keretek a műtőasztalhoz igazíthatóak.
- Gyors összeszerelés és az intraoperatív variálhatóság, Túlsúlyos beteghez való feltáró készlet.

#### **A rendszer felhasználható felső mellkasi beavatkozásokhoz:**

- Az opcionális túlsúlyos betegekhez való lapocok nagyobb, mélyebb feltárást biztosítanak.
- Az túlsúlyos betegekhez való lapocok az összes Wishbone® Feltáró Rendszerrel kompatibilisek.


## Felső Mellkasi Feltáró Rendszer/Transzplantációs Rendszer

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	4944	2	Omni-Clamp Steril Tartóoszlop, Kettős Csatolóval, 61,7 cm (24.3")
B	4943	1	Standard Keresztrúd
C	4940	1	Zsanéros Keresztrúd
D	4040	7	SnapClamp™ Rögzítő
E	3759	2	Hajlított Oldalkar, 20.3 x 45.7cm (8" x 18")
F	3091R	1	Doherty-Harrington Feltáró Lapoc, 0.9cm (3/8")
G	3094R	2	Szegycsont Lapoc, 7.6 x 7.6cm (3" x 3")
H	3536	2	Mayo Lengő Lapoc, 8.9 x 7cm (3-1/2" x 2-3/4")
I	3623	1	LapocTartó 3626os Gombbal, 22.8cm (9")
J	3872	1	Formálható Lengő Lapoc, 5 x 16.5cm (2" x 6-1/2")
K	3876R	1	Formálható Lengő Lapoc, 7.6 x 16.5cm (3" x 6-1/2")



## Obéz Lapoc Készlet

	Katalógusszám	Menny.	Leírás
A	3529	2	Splanchnicus Lengő Lapoc, 5 x 20cm (2" x 8")
B	4929	2	Renális Lengő Lapoc, 2.5 x 20.3cm (1" x 8")
C	3531	1	Deaver Lapoc, 7 x 20.3cm (2-3/4" x 8")
D	3536	2	Mayo Lengő Lapoc, 8.9 x 7cm (3-1/2" x 2-3/4")
E	3856R	1	Fence Lengő Lapoc, 10.2 x 20.3cm (4" x 8")
F	3874	1	Formálható Lengő Lapoc, 5 x 20.3cm (2" x 8")
G	3878R	1	Formálható Lengő Lapoc, 7.6 x 20.3cm (3" x 8")
H	3882R	1	Formálható Lengő Lapoc, 10.2 x 20.3cm (4" x 8")



### Integra® Feltáró Rendszerekhez Tartozó Tálcák és sterilizáló dobozok

Katalógusszám	Leírás
<b>TMR rendszerek sterilizáló dobozai az Integrától</b>	
730612	Teljes Méretű Tároló, Perforált Alj, 23" x 11" x 6"
730602	Teljes Méretű Tároló, Tömör Alj, 23" x 11" x 6"
750602	Teljes Méretű Drót/Perforált Kosár, 4"
730701	Széles Tároló, Tömör Alj, 120mm
730711	Széles Tároló, Perforált Alj, 120mm
<b>TMR Tálcák</b>	
3424	Tálca/Fedél Készlet, 12.1/4" x 18.1/2" x 3.5/8"
3422R	Tálca/Fedél Készlet, 12.1/2" x 26.1/2" x 3.5/8"



Doboz/Fedél

3424



Teljes Méretű Doboz, Nem Perforált

750602



Teljes Méretű Drót/Perforált Kosár

730602

## Egyéb Rendszerek

Katalógusszám	Leírás
<b>ALIF Feltáró Rendszer</b>	
4070	Omni-Ring, kerek, 30.5cm (12"), karral
3555	Omni-clamp steril tartóoszlop
11861	Kerek gyűrű szerelék, kettős karral
11300R	Alumínium deaver sugárzásáttetsző lapoc, 7 x 11.4cm (2.75" x 4.5")
11301R	Alumínium formálható sugárzásáttetsző lapoc, 5 x 16.5cm (2.0" x 6.5")
11302R	Alumínium mayo sugárzásáttetsző lapoc, 7 x 5cm (2.75" x 2.0")
11303R	Alumínium mayo sugárzásáttetsző lapoc, 9 x 5cm (3.5" x 2.0")
11304R	Alumínium renális sugárzásáttetsző lapoc, 2.5 x 10.2cm (1.0" x 4.0")
11305R	Alumínium renális sugárzásáttetsző lapoc, 2.5 x 15.2cm (1.0" x 6.0")
11308	Alumínium splanchnicus sugárzásáttetsző lapoc, 5 x 11.4cm (2.0" x 4.5")
11309	Alumínium splanchnicus sugárzásáttetsző lapoc, 5 x 15.2cm (2.0" x 6.0")
11610R	Snap-clamp csuklós rögzítő
11360	Kerek rögzítő szerelék, Ghosttract
4040	Snap clamp szerelék

## Femorális Elevátor

11502R	Steril tartóoszlop, tartókar, femorális elevátor
11501	Femorális kampó szerelék, 22.9cm (9")
11500	Racsnis femorális elevátor



Anterior Lumbáris Feltáró



Femur elevátor

### Index

3091R.....	13	3888.....	7	4978.....	11
3094R.....	13	4020.....	5	4979.....	11
3335.....	5, 7, 9	4040.....	5, 7, 9, 11, 13, 15	4980.....	11
3397R.....	7	4070.....	15	4981.....	11
3422R.....	14	4080.....	5	10244.....	5, 7, 9, 11
3424.....	14	4928.....	7	10269.....	5, 7, 9
3529.....	13	4929.....	13	10270.....	5, 7, 9, 11
3531.....	13	4940.....	13	11050.....	5, 7, 9, 11
3536.....	13	4943.....	13	11070.....	9
3555.....	15	4944.....	13	11121.....	5, 7, 9
3588.....	5	4956.....	7	11300R.....	15
3623.....	13	4957.....	7, 11	11301R.....	15
3759.....	13	4958.....	7, 11	11302R.....	15
3772.....	5, 7, 9	4959.....	7	11303R.....	15
3774.....	5, 7	4960.....	7	11304R.....	15
3784.....	5, 7, 9	4961.....	7	11305R.....	15
3788.....	5, 7, 9	4962.....	11	11308.....	15
3790.....	5, 7, 9	4963.....	11	11309.....	15
3792.....	9	4964.....	9, 11	11360.....	15
3794.....	5, 7, 9	4965.....	9, 11	11500.....	15
3796.....	9	4966.....	9	11501.....	15
3798.....	9	4967.....	11	11502R.....	15
3854R.....	9	4968.....	11	11610R.....	15
3856R.....	13	4969.....	11	11861.....	15
3862.....	5	4970.....	11	730602.....	14
3864.....	5	4971.....	11	730612.....	14
3872.....	13	4972.....	11	730701.....	14
3874.....	13	4973.....	11	730711.....	14
3876R.....	13	4974.....	11	750602.....	14
3878.....	13	4975.....	9		
3882.....	13	4976.....	9		
3883R.....	9	4977.....	9		





# Integra®

## Omni-Tract® Table Mounted Wishbone® Retractor Systems

### Indications

Integra® Omni-Tract® Table Mounted Retractors are intended to provide stable retraction during invasive surgery to enable temporary retraction and direct visualization of target tissues and organs.

### Contraindications

Do not use in indications other than the indications mentioned in the DFU or Labeling.

Availability of these products might vary from a given country or region to another, as a result of specific local regulatory approval or clearance requirements for sale in such country or region.

• Non contractual document. The manufacturer reserves the right, without prior notice, to modify the products in order to improve their quality. • Warning: Applicable laws restrict these products to sale by or on the order of a physician. • Consult product labels and inserts for any indication, contraindications, hazards, warnings, precautions, and instructions for use.

### Additional information for EMEA Customers only:

Products mentioned in this document are CE class I and IIa devices. Contact Integra should you need any additional information on devices classification. All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to European council directive 93/42/EEC on medical devices and its relatives, unless specifically identified as "NOT CE MARKED".

### For more information, please contact:

#### Europe, Middle-East, Africa

International: +33 (0)4 37 47 59 50 • +33 (0)4 37 47 59 25 fax Table  
and TMR Trays:

Benelux: +32 (0)2 257 4130 • +32 (0)2 253 2466 fax Integra

France: +33 (0)4 37 47 59 10 • +33 (0)4 37 47 59 29 fax 4900

Switzerland: +41 (0)22 721 23 00 • +41 (0)22 721 23 99

United Kingdom: +44 (0)1 264 312 725 • +44 (0)1 264 312 821 fax

Integra containers for TMR systems:

Integra York PA, Inc  
589 Davies Drive  
York, PA 17402 • USA



Mounted Wishbone® Retractor Systems, others kits

LifeSciences Corporation  
Charlemar Drive, Building A  
faxCincinnati, Ohio 45227 • USA  
[integralife.eu](http://integralife.eu)

Integra LifeSciences Services France

Immeuble Séquoïa 2, 97 allée Alexandre Borodine  
Parc Technologique de la Porte des Alpes  
69800, Saint Priest • France

Integra, the Integra logo, Omni-Tract, and Wishbone are registered trademarks of Integra LifeSciences Corporation or its subsidiaries in the United States and/or other countries. SnapClamp and Omni-Clamp are trademarks of Integra LifeSciences Corporation or its subsidiaries. ©2017 Integra LifeSciences Corporation. All rights reserved. Last revision date: 01/2017 0328244-3-EN

### Forgalmazza:

ReplantMed Kft., 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Telefon: +36 1 374 9080

Érdeklődni: Batta Beáta (+36 20 381 9262)