



Magas vércukorérték

Megfelelő vércukorérték

Alacsony vércukorérték

ÚJ

Könnyed adatátvitel néhány másodperc alatt = hatékony cukorbeteg gondozás

Accu-Chek Connect Online diabétesz-menedzsment rendszer:

- Nincs szükség kézzel vezetett vércukoraplóra
- Automatikus adatmegosztás a kezelőorvosával
- Ingyenes, könnyen hozzáférhető megoldás

Accu-Chek Softclix ujjbegyszűrő:

- Megbízható
- Egyszerű
- Gyengéd vérvétel

Döntsön Ön is okosan!

Válassza az egyszerűséget!

Bővebb információ:

www.vercukormeres.hu

06 (80) 200-694 (ingyenesen hívható zöldszám)

Roche Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.



ACCU-CHEK®

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ACCU-CHEK® Instant

Ismerje meg a kényelmes vércukormérést!

ÚJ




Accu-Chek Instant vércukormérő
- egyszerű használat, kis méret, és okos választás

ACCU-CHEK®

Bemutatkozik az Accu-Chek vércukormérők legújabb tagja

Szeretné, ha a vércukormérés még egyszerűbb és kényelmesebb lenne az eddigieknél?

Az új Accu-Chek Instant vércukormérővel mindez már lehetséges!



1 gombos navigálás

Csak amire igazán szükség van: a legutolsó mért vércukorérték és az átlagos értékek (7/30/90 napra) jelennek meg az eszközön. Nincs szükség arra, hogy menüben keresgélje az értékeket.

Céltartomány-kijelző

amely egy színskálán, jól látható módon mutatja, ha a vércukorszintje:

● **Magas** (kék színű)

● **Megfelelő** (zöld színű) vagy

● **Alacsony** (piros színű)

Mindez hatékonyan támogatja a személyre szabható cukorbeteggondozást.


Nincs szükség beállításra

Egyszerű használat: helyezze be a tesztcsíkot, vigyen fel egy kis vérmintát (0,6 µL), és olvassa le aktuális vércukorszintjét a nagy kijelzőről.

Az önellenőrzés befejezésekor távolítsa el a tesztcsíkot, és a készülék automatikusan kikapcsol.

Pontosság

Bizonyított pontosság: az Accu-Chek Instant megfelel a legújabb ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015^{1,2} szabványoknak, sőt még precízebb³ eredményeket mutatott a vizsgálatokban.



Vér felvitele

Még egyszerűbb vércukormérés: a kis vérmintát (0,6 µL) a tesztcsík adagoló részének széles, sárga részén bárhol fel lehet vinni.

A tesztcsík kialakítása elősegíti, hogy a kis vércseppet könnyen fel lehessen vinni a tesztcsík végére.

Adatletöltés

Könnyű és kényelmes csatlakoztatás: miután csatlakoztatta vagy párosította a készüléket, a vércukormérő automatikusan naplózza a vércukoreredményeit a számítógépére (a későbbiekben mobiltelefonra telepített applikáció is elérhetővé válik)⁴. Nincs többé szükség kézzel vezetett vércukornaplóra.

1. ISO 15197:2013. In vitro diagnosztikai vizsgálati rendszerek. Cukorbetegség kezelésében a glükózt ellenőrző, önvizsgáló rendszerek követelményei.

2. Accu-Chek Instant csomagoláson belüli tájékoztató.

3. Breitenbeck N, et al. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017. (<http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1932296816682032>)

4. A beépített Bluetooth-on keresztül csatlakozhat a vércukormérő a mobiltelefonra telepített applikációhoz.