



Egyszerű és gyors

Négy könnyű lépés a pontos eredményért



Az Accu-Chek Active vércukormérőnek mindössze 5 másodpercre van szüksége a pontos vércukorérték megállapításához.

Ismerje meg az Accu-Chek® kiegészítőket!

- Az Accu-Chek Softclix ujjbegyszúró gondoskodik a kíméletes, gyors és könnyű vérvételről
- Az Accu-Chek Smart Pix szoftver segítségével könnyen letölthetők a vércukoradatok a számítógépre és felismerhetők a vércukoringadozások

A szoftver ingyenesen letölthető:

www.vercukormeres.hu



Bővebb információ:

www.vercukormeres.hu

06 (80) 200-694 (ingyenesen hívható zöldszám)

Roche Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.



ACCU-CHEK®

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

ACCU-CHEK® Active

Roche

Rábízhatja magát!

Válassza a pontos és megbízható új Accu-Chek® Active vércukormérőt!

NINCΣ KÓDOLÁS



ACCU-CHEK®



Pontos és megbízható eredmények



Pontos értékek

- **Megfelel** a nemzetközileg elismert (DIN EN ISO 15197:2013) **szabvány pontossági követelményeinek***



Biztonsági funkciók

- **Aluladagolás érzékelés** és 10 másodperces újradagolási opció
- Egyszerű **vizuális ellenőrzés** a tesztcsíkon

Accu-Chek® Active vércukormérő



Egyszerű kezelhetőség

- **Kivehető tesztcsík** a kényelmes vércukormérésért
- **Külön kódolást nem igényel**
- **Nagyobb, könnyen olvasható kijelző**
- Könnyű kezelés **két gombbal**



Okos megoldások

- **Audiovizuális étkezés utáni emlékeztető**, amely étkezés után 2 órával figyelmeztet a mérésre
- **7, 14, 30 vagy 90 napos átlagszámítás**
- **Étkezés előtti és utáni értékek megjelölése**

NINCS KÓDOLÁS



Accu-Chek® OKTATÓVIDEÓ

Tanulja meg vércukormérője használatát:
www.youtube.com/accuchek

20 millió használó,
több mint 100 országban
12 éve bízik
az Accu-Chek® Active
vércukormérőben!



ACCUCHEK®